

## GELB APPLIANCE

Предлагаем Вашему вниманию рассмотреть этапы изготовления аппарата Gelb, используемого для репозиции челюстей и обеспечения нейро-мышечного баланса. В литературе можно встретить название — MORA (Mandibular Orthopedic Repositioning Appliance). Аппарат используется на нижней челюсти, включает в себя накусочные акриловые пластинки, покрывающие премоляры и моляры, литой язычной дуги и пуговчатых кламмеров.



Рис. 1. Модель челюстей



Рис. 5. Изготовление проволочных элементов аппарата



Рис. 9. Обработка аппарата после полимеризации пластмассы



Рис. 2. Изготовление восковой репродукции литой язычной дуги



Рис. 6. Нанесение пластмассы



Рис. 10. Готовый аппарат



Рис. 3. Изготовление проволочных элементов аппарата



Рис. 7. Нанесение пластмассы



Рис. 11. Готовый аппарат



Рис. 4. Изготовление проволочных элементов аппарата




Рис. 8. Нанесение пластмассы

Для изготовления аппарата использовались материалы производства компании «Дентаурум», предоставленные компанией «Промед».